


5-polig

C43 ↓46.9% ↑53.1% Φ: 9800 lm



driftdon	nättaggregat
anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
upptagen effekt	ca. 122 W
lumen	circa 10.890 lm
ljusubyte ¹⁾	ca. 89 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	Diffusor
kapningsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	omkopplingsbar
hölje	aluminiumprofil; eloxerad; aluminium (eloxerad)
käpa illuminant	Acryl (PMMA); opalvit
nätanslutningsledning	Anslutningsplint; 5-polig
utförande	utanpåliggande
infästning	vägghållare
maximal omgivningstemperatur	25 °C
livslängd LED	L80B50 50.000h
EAN	4013330146177
Vikt utan/inkl. förpackning	ca. 6,9 kg; 8,9 kg
Förpackningens mått	ca. 133 mm; 400 mm; 1.185 mm
särdrag	Allmänt ljus, indirekt, 3000K, Ra≥80; Nattpampa, indirekt, 2700K, Ra≥80; Låslampa, direkt, 2700K, Ra≥90; Undersökningsljus; direkt; 4000K; 60W; Ra≥95; R9≥50; DIN EN 60598-2-25

¹⁾ För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.