

## **PRESSEMITTEILUNG**

Villingen-Schwenningen, 18.03.2020:

### **Handlupenleuchte OPTICLUX**

Herausragende Lichteigenschaften und zeitloses Design

**Die Waldmann Gruppe steht für innovative Lichtlösungen. Mit der neuen OPTICLUX Handlupenleuchte der Marke Derungs präsentieren die Lichtexperten ein vielseitiges Produkt, welches im medizinischen, industriellen aber auch landwirtschaftlichen Umfeld eingesetzt werden kann.**

Die puristische Leuchte ist mit neuester LED-Technologie, einer eigens entwickelten Optik sowie einer großen Lupe ausgestattet. Sehr gute Farbwiedergabeeigenschaften und die lange Akku-Laufzeit erhöhen den Arbeitskomfort. Zusätzlich zur Version mit neutralweißem Untersuchungslicht in Tageslichtqualität, steht eine Version mit umschaltbarem Woodlight-Modus zur Verfügung. OPTICLUX ist ein Medizinprodukt nach DIN 60601-1 und EN 60601-2-41 und bietet dem Anwender ein hohes Mass an Sicherheit.

#### **Starkes Licht und hohe Farbwiedergabe**

Die Lupenleuchte erreicht 8 000 Lux bei einem Abstand von 15 cm und kann stufenlos gedimmt werden. Der Lupendurchmesser beträgt 160 mm. Damit ist die OPTICLUX Handlupenleuchte marktführend. Auch die Farbwiedergabeeigenschaften der OPTICLUX sind mit CRI 95 herausragend. Die kratzfeste Lupe bietet mit 3,5 Dioptrien eine 1,9-fache Vergrößerung.

#### **Leistungsstarkes Woodlight**

Für dermatologische Untersuchungen ist Woodlight, oder auch UV-Licht genannt, in der Human- und Veterinärmedizin unverzichtbar. Das neuartige Woodlight der OPTICLUX Lupenleuchten ist um ein Vielfaches höher als bei anderen Woodlight-

Leuchten. Dadurch ist ein Abdunkeln des Raumes oft nicht erforderlich. So können Diagnosen noch schneller und einfacher gestellt werden.

### **Puristisches und ergonomisch**

Schönes Design braucht eigentlich keine Worte. Dennoch sollte erwähnt werden, dass beim Design auf eine klare und edle Formensprache Wert gelegt wurde. Die Oberfläche wirkt hochwertig und garantiert ein gutes Handling für Rechts- und Linkshänder. Die Bedienung über die flache Folientastatur ist intuitiv.

### **Langlebig und nachhaltig**

Die Verwendung von hochwertigen Akku-Packs und langlebigen LED-Modulen ist in Zeiten von Müllbergen und wachsendem Umweltbewusstsein selbstverständlich. Die hohe Akkulaufzeit von mindestens drei Stunden sorgt für eine lange Einsatzdauer. Dank der USB-C Schnittstelle kann die Leuchte einfach geladen werden.

Eine innovative Verpackung, welche vom Anwender einfach zu einem Tisch-Halter umgebaut werden kann, unterstreicht das nachhaltige Konzept der neuen OPTICLUX Hand.

### **Breit gefächerte Einsatzgebiete**

In Arztpraxen, Kliniken und Laboren sind Lupenleuchten unverzichtbar. Aber auch in der Industrie wachsen die Qualitätsanforderungen. So ist es kein Wunder, dass die Einsatzbereiche der OPTICLUX Handlupenleuchte sehr vielseitig sind. Selbst in der Landwirtschaft oder Bionik-Industrie erleichtern Lupenleuchten die tägliche Arbeit.

## Bildunterschriften

© Waldmann



**B1**\_Puristisches Design der OPTICLUX Handlupenleuchte



**B2**\_Herausragende Licht- und Farbwiedergabeeigenschaften



**B3**\_Leistungsstarker Woodlight-Modus



**B4**\_Nachhaltige Verpackung als Display nutzbar

### **Waldmann – Engineers of Light**

Wer im Schwarzwald sitzt, muss besonders hell leuchten. Waldmann entwickelt bereits in vierter Familiengeneration Beleuchtungslösungen, die Menschen in dem was sie tun optimal unterstützen: im Büro, an der Maschine, an industriellen Arbeitsplätzen oder bei der Pflege. Dazu denken die Engineers of Light Licht immer wieder neu. So bringen biodynamische Leuchten (HCL) von Waldmann seit mehr als zehn Jahren die positive Wirkung des natürlichen Lichts zu den Menschen, die sehr viel Zeit in Innenräumen verbringen. Mit ihren digitalen Lösungen holen die Lichtexperten das Optimum aus Flächennutzung und Mitarbeitern heraus oder sorgen für mehr Sicherheit in der Pflege. Derungs ist eine Marke von Waldmann. Die Derungs Licht AG hat ihren Sitz in Gossau, Schweiz, und ist Kompetenz-Center für den Bereich Pflege und Gesundheit.

### **Pressekontakt:**

Annett Schenkenbach, Pressestelle Derungs Licht AG,  
Hofmattstrasse 12, 9200 Gossau (Schweiz),  
Tel.: +41 071 388 11-66, E-Mail: [annett.schenkenbach@derungslicht.com](mailto:annett.schenkenbach@derungslicht.com)

### **Kontaktaten Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz:**

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
78056 Villingen-Schwenningen  
Deutschland  
Tel.: +49 7720 601 100  
Fax: +49 7720 601 290  
E-Mail: [sales.germany@waldmann.com](mailto:sales.germany@waldmann.com)

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H  
Gewerbepark Wagram 7  
4061 Pasching/Linz  
Österreich  
Tel.: +43 7229 67 400  
Fax: +43 7229 67 444  
E-Mail: [info-at@waldmann.com](mailto:info-at@waldmann.com)

Waldmann Lichttechnik GmbH  
Benkenstrasse 57  
Postfach 64  
5024 Küttigen  
Schweiz  
Tel.: +41 62 839 1212  
Fax: +41 62 839 1299  
E-Mail: [info-ch@waldmann.com](mailto:info-ch@waldmann.com)