



Nutzlast	Max. 30Nm
Kabel-Durchmesser	Max. 8mm
Vertikaler Bewegungswinkel	+45° hoch / -65° runter
Länge Querausleger	800mm*
Länge Federarm	720mm*
Gelenkentlastung	Federpaket
Betriebsgerät	Integriert in Deckenplatte 100-240 V; 50/60 Hz, 40 Watt
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Gewicht (netto)	ca. 13.5 kg
Zubehör	Zwischendeckenadapter
Normen	EN 60601-1
Besonderheiten	Geschlossene Bauweise, sehr gute Hygieneeigenschaften
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
Farbe	Weiss, andere Farben auf Anfrage

*Sonderlängen auf Anfrage

