

Derungs 
MEDICAL LIGHTING



Nutzlast	Max. 30Nm
Kabel-Durchmesser	Max. 8mm
Vertikaler Bewegungswinkel	+45° hoch / -65° runter
Länge Querausleger	800mm*
Länge Federarm	720mm*
Gelenkentlastung	Federpaket
Betriebsgerät	Integriert in Fahrgestell 100-240 V; 50/60 Hz, 40 Watt
Netzanschlussleitung	Kabel, 3.0m
Gewicht (netto)	ca. 17.5 kg
Normen	EN 60601-1
Besonderheiten	Geschlossene Bauweise, sehr gute Hygieneeigenschaften
Befestigung	Mobil
Farbe	Weiss, andere Farben auf Anfrage

*Sonderlängen auf Anfrage

